



BerkelBike

CONNECT

We make your legs move



Das BerkelBike wurde realisiert in Zusammenarbeit mit:



revalidatiefonds



BerkelBike Connect

Besitzen Sie nur sehr wenig Kraft in Ihren Beinen? Dann ist das BerkelBike genau das Richtige für Sie! Das BerkelBike Connect wird an Ihren bestehenden Rollstuhl gekoppelt und bietet Ihnen die Möglichkeit, sich mit vereinten Kräften aus Armen und Beinen fortzubewegen. Viele Kunden nutzen das Gerät bereits, Sie verbinden ihr Connect mit dem Rollstuhl und können nun viel besser oder überhaupt wieder radeln. Haben Sie eine besondere Behinderung? Wir passen das BerkelBike Connect genau auf Ihre Bedürfnisse an!



- **Radeln mit Armen und Beinen**
- **Tretunterstützung möglich**
- **Einfaches Verbinden**
- **Für fast alle Rollstühle geeignet**
- **Individuell anpassbar**

BerkelBike Connect

Das BerkelBike Connect eröffnet Ihnen die Möglichkeit draußen zu radeln, indem Sie es mit Ihrem bestehenden Rollstuhl verbinden. Das Connect ist kompakt gebaut und kann problemlos in Ihrem PKW transportiert werden. Die 8-Gang Nabenschaltung von Shimano und die Scheibenbremse mit sowohl Rücktritt- als auch Feststellfunktion sind qualitativ sehr hochwertig.

Tacx

Das BerkelBike Pro kann im Handumdrehen in einen Hometrainer verwandelt werden. Mehr Infos zu diesem Thema finden Sie in unserer Tacx-Broschüre.

FES

Bei Menschen mit einer Querschnittslähmung können mittels elektrischer Impulse Bein- und Gesäßmuskulatur aktiviert werden. Mehr Infos hierzu finden Sie in unserer FES-Broschüre.